



Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

DATENBLATT GENTLE SKIN SENSITIVE

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Latexuntersuchungshandschuhe,
puderfrei, unsteril, mikrogeraut, mit Rollrand,
beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF / Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
1221RXST	mind. 240 mm / < 80 mm	Schaft: 0,080 ± 0,020 Handfläche: 0,110 ± 0,020 Finger: 0,130 ± 0,020
1221RST	mind. 240 mm / 80 mm ± 10 mm	
1221RMT	mind. 240 mm / 95 mm ± 10 mm	
1221RLT	mind. 240 mm / 110 mm ± 10 mm	
1221RXLT	mind. 240 mm / > 110 mm	

REIßKRAFT:

Vor Alterung: ≥ 6 N
Nach Alterung: ≥ 6 N

INHALTSSTOFFE

Naturkautschuklatex*, KOH, Sulfur, ZDEC, ZDBC, ZnO, Antioxidant; Titanium Dioxide,
Vultamol NN 9104, Wingstay-L.

Frei von: MBT.

VERPACKUNG

Box	Karton	Palette
100 Stück	10 Boxen	36 Karton

HALTBARKEIT

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5° Grad und über 35° Grad vermeiden).

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT
UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER
PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken Können bei
MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN
ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT
EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE www.meditrade.de.

*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.

PRODUKTBEZOGENE NORMEN

EN 455 / AQL 1,5

EN 374 / Ja (wasserfester Handschuh mit geringfügigem Schutz gegen chemische Gefahren)

QUALITÄT SZERTIFIKATE

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse I gem. Richtlinie 93/42/EWG

Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken Können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.
*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.