



MaiMed - solution 100 blue PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Cost-effective alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.
Suitable for the use in food industry, manufacturing and in medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-solution 100, blue PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	EAN	REF	Box / VE
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XS	blau / blue	100 Stück / pcs	4046153103041	76165	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	S	blau / blue	100 Stück / pcs	4046153103065	76166	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	M	blau / blue	100 Stück / pcs	4046153103089	76167	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	L	blau / blue	100 Stück / pcs	4046153103102	76168	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XL	blau / blue	100 Stück / pcs	4046153103126	76169	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XXL	blau / blue	100 Stück / pcs	4046153116973	76247	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; ASTM 6319, EN 374 1, 2, 3 ; CATIII; ASTM F1671
AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen/ *the glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenthiazole.*

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / *the acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate /ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC)*

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	76 ± 3	0,07±0,02 mm	0,09±0,02 mm	6 N	600%
S	240	84 ± 3	0,07±0,02 mm	0,09±0,02 mm	Nach Alterung / After Aging	
M	240	94 ± 3	0,07±0,02 mm	0,09±0,02 mm	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	105 ± 3	0,07±0,02 mm	0,09±0,02 mm		
XL	240	113 ± 3	0,07±0,02 mm	0,09±0,02 mm	6 N	500%
XXL	240	123 ± 3	0,07±0,02 mm	0,09±0,02 mm		

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@mamed.de
www.MaiMed.de
+49 - 5195/9707-0
+49 - 5195/9707-100