



MaiMed[®] - vinyl PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus dünnem Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin vinyl, smooth surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-vinyl PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box / VE
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	XS	transparent	100 Stück / pcs	74036	4046153023202	2074497	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	S	transparent	100 Stück / pcs	74045	4046153023301	0749212	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	M	transparent	100 Stück / pcs	74055	4046153023349	0749206	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	L	transparent	100 Stück / pcs	74059	4046153023363	0749198	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	XL	transparent	100 Stück / pcs	74063	4046153023448	2074534	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Aging	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	75	min 0,05	min 0,08	min 0,06	min. 3,6 N	min. 350 %
S	240	80 ± 10	min 0,05	min 0,08	min 0,06	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	min 0,05	min 0,08	min 0,06	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ± 10	min 0,05	min 0,08	min 0,06	Tensile strength / Elasticity	
XL	240	110	min 0,05	min 0,08	min 0,06	min. 3,6 N	min. 350 %

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@mamed.de
www.MaiMed.de
☎ +49 - 5195/9707-0
📠 +49 - 5195/9707-100