



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

# BLACK PEARL

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Schwarz
- Latexfrei
- Unsteril



## Material

100% Synthetiklatex

## Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## Maße

Art.-Nr.	3801	3802	3803	3804	3805
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.08 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.11 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.13 ± 0.03

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 14.0	min. 14.0

## Puder

Ungepudert

## Proteingehalt

Keine Proteine enthalten

## Manschette

Umbördelt

## Design

Beidhändig

## Oberfläche

Angeraute Fingerspitzen

## Farbe

Schwarz

## Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1–4, Hergestellt nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, gemäß GMP

## Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.