



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

## Technisches Datenblatt

# PREMIUM 300

Einweghandschuhe aus Latex

- Puderfrei
- Transparent
- Latexfrei
- Extra lang
- Lebensmittel zugelassen
- Nicht steril



### Material

P.V.C.

### Prüfparameter

| Prüfkriterien                    | Prüfstufe | AQL |
|----------------------------------|-----------|-----|
| Maße                             | S-2       | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften      | S-2       | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitestest    | G-1       | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler  | G-1       | 1,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1       | 2,5 |

### Maße

| Art.-Nr. | 2202       | 2203       | 2204        | 2205        |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Größe    | S = 6–7    | M = 7–8    | L = 8–9     | XL = 9–10   |
| Breite   | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm | 115 ± 10 mm |
| Länge    | 280 mm     | 280 mm     | 280 mm      | 280 mm      |

### Materialstärke

| Meßpunkte   | Zwei Lagen (mm) |
|---|-----------------|
| Manschette (im Abstand von 25mm zum Manschettenrand)            | min. 0.08       |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche)                        | min. 0.08       |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | min. 0.08       |

### Physikalische Eigenschaften

| Parameter            |     |
|----------------------|-----|
| Reißfestigkeit (MPa) | 9   |
| Dehnbarkeit (%)      | 350 |

### Puder

Ungepudert

### Proteingehalt

keine Proteine enthalten

### Manschette

Umbördelt

### Design

Beidhändig

### Oberfläche

Glatt

### Farbe

Transparent

### Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1–4, AQL 1,5

### Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.