



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

# SELECT BLACK

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

- Puderfrei
- Schwarz
- Unsteril
- Lebensmittel zugelassen



## Material

Hochwertiges Naturlatex

## Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## Maße

Art.-Nr.	2401	2402	2403	2404	2405
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.11 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.14 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.15 ± 0.03

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (MPa)	min. 18.0	min. 14.0
Reißdehnung (%)	min. 650	min. 500
Elastizitätsmodul (N)	min. 6.0	min. 6.0

## Puder

Ungepudert

## Proteingehalt

< 50 µg/dm<sup>2</sup>

## Manschette

Umbördelt

## Design

Beidhändig

## Oberfläche

Mikrogeraute Handfläche

## Farbe

Schwarz

## Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1–4  
Hergestellt nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, gemäß GMP

## Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.